

Link do produktu: <https://www.irygatory.pl/waterpik-wp-100e-ultra-irygator-rodzinny-p-15.html>



Waterpik WP-100E ULTRA irygator rodzinny

Cena
Cena poprzednia
Dostępność
Czas wysyłki
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Opis produktu

Waterpik WP-100E ULTRA mocny irygator rodzinny z 7 końcówkami

Cechy i zalety produktu

- Klinicznie sprawdzony, w 93% skuteczniejszy niż czyszczenie nitką dentystyczną w profilaktyce zapalenia dziąseł.
- Badania naukowe dowiodły że po 28 dniach używania irygatora nastąpiło w 40%-93% obniżenie krwawienia i zapalenia dziąseł.
- Zdrowsze dziąsła już po 14 dniach.
- Usuwa bakterie głęboko między zębami i poniżej dziąseł, gdzie czyszczenie tradycyjną szczoteczką nie daje rezultatów.
- Masuje dziąsła, w efekcie ich silny i zdrowy wygląd.
- Idealny do czyszczenia wokół stałych aparatów ortodontycznych, dzięki zastosowaniu specjalnej końcówki.
- 10 stopni regulacji ciśnienia (od 5 do 90 Psi).
- Nowy wygląd oraz 20% cichszy niż poprzednie modele.
- Zbiornik z pokrywą ułatwia utrzymać go w czystości i przechowywać załączone akcesoria.
- Nowy, ulepszony uchwyt z blokadą ciśnienia w formie suwaka (w poprzednich modelach był niebieski wciskany wyłącznik)



Przeznaczenie i funkcje

Irygator do zębów Waterpik WP100 to stacjonarny irygator z dużym pojemnikiem, który sprawdzi się doskonale jako irygator dla całej rodziny. Dzięki temu urządzeniu i różnorodnym końcówkom znajdującym się w opakowaniu, Twoja rodzina będzie mogła oczyszczać przestrzenie międzyzębowe z resztek po jedzeniu i masować dziąsła. Specjalne końcówki umożliwią też zadbanie o implanty, higienę aparatu ortodontycznego oraz oczyszczenie kieszonki dziąsłowej, w której często zalegają resztki pożywienia.

Jak działa irygator Waterpik WP-100

Do pojemnika irygatora wlej wodę z kranu o komfortowej temperaturze. Potencjometrem wybierz interesującą Cię moc irygacji, przezroczystą końcówkę umieść w ustach. Irygację robimy nad zlewem - tak aby wypływająca z ust woda mogła swobodnie spływać. Włącz urządzenie i czyść starannie poszczególne przestrzenie między zębami - nie omijając żadnego miejsca. Czynność powinna trwać do chwili opróżnienia całego pojemnika z wodą.



Akcesoria - wyposażenie:

- 2 sterilizowane końcówki do higieny

- 1 końcówka do czyszczenia języka

- 1 końcówka do higieny podłożowej - do maszyn do podłoża - PK PODSET

- 1 końcówka uniwersalna do czyszczenia wszelkich aparatów ortodontycznych
- 1 końcówka do czyszczenia implantów, mostów, koron - całością języka (balancing)
- 1 końcówka higienizująca na szczelność do zębów

Gwarancja: 24 miesiące.

Dla dłuższej i bezawaryjnej eksploatacji urządzenia, zalecamy regularne używanie [odkamieniacza do irygatorów](#).