

Link do produktu: <https://www.irygatory.pl/redesept-srodek-do-odkamieniania-i-czyszczenia-irygatora-dentystycznego-p-412.html>



RED
ESEP
T środek
do o
dka
mien
iania
i czy
szcz
enia
iryga
tora
dent
ystyc
zneg
o

Cena
Cena poprzednia
Czas wysyłki
Kod EAN
Producent

Opis produktu

REDESEPT – środek do usuwania kamienia, czyszczenia i dezynfekcji irygatorów 150g.

REDESEPT to specjalistyczny środek do usuwania kamienia, czyszczenia i dezynfekcji irygatorów. Ten specjalny odkamieniacz do irygatorów skutecznie radzi sobie ze wszystkim zadaniami związanymi z utrzymaniem irygatora w czystości i należytym stanie.

Wilgotne środowisko, jakie występuje na przykład na szczoteczkach do zębów, w irygatorach do higieny jamy ustnej, kubkach do szczoteczek do zębów, prysznicach czy maskach inhalacyjnych zapewnia doskonałe warunki do rozwoju różnorodnych zarazków. Dlatego niezbędne jest częste i regularne czyszczenie tych urządzeń. Ponadto w wielu regionach woda cechuje się wysoką twardością. Oddziałuje to nie tylko na pralki czy zmywarki, ale również na inne urządzenia mające kontakt z wodą. Aby zapewnić ich skuteczne działanie i trwałość na wiele lat niezbędne jest regularne usuwanie gromadzącego się w nich osadu wapiennego.

Redesept proszek spełnia wszystkie te potrzeby, został opracowany specjalnie do:

- usuwania kamienia,
- czyszczenia i dezynfekcji irygatorów do higieny jamy ustnej,
- szczoteczek do zębów oraz kubków i uchwyty do nich,
- masek inhalacyjnych, itp.

Skuteczność Redeseptu została naukowo zbadana.

Dwa szeroko rozpowszechnione, uciążliwe, a często i niebezpieczne typy bakterii mają szczególny wpływ na higienę jamy ustnej: bakteria *Streptococcus mutans* występująca m. in. w kieszonkach przyzębnych oraz *Candida albicans*, której obecność stwierdzono na ponad 50% szczoteczek do zębów.

Z tego powodu skuteczność Redesept została naukowo udowodniona w stosunku do tych właśnie bakterii.

Zalety i funkcje produktu:

Usuwanie kamienia z irygatora:

Specjalny czynnik usuwający kamień zapewnia skuteczne usunięcie osadów wapnia z irygatorów do higieny jamy ustnej, szczoteczek do zębów, kubków do szczoteczek, pryszniców i wielu innych produktów.

Czyszczenie irygatora:

REDESEPT zawiera aktywne substancje czyszczące oraz aktywny tlen. Składniki te zapewniają skuteczne oczyszczanie w ciągu zaledwie kilku minut.

Dezynfekcja irygatora:

Naukowe testy potwierdzają, skuteczność dezynfekcyjną REDESEPT, który już po 15 minutach zabija zarazki *S.mutans* i *C.albicans*.

Ten produkt polecamy dla każdego irygatora dentystycznego - przedłuża życie urządzenia i pozwala się cieszyć mocnym ciśnieniem wody na co dzień. Jeśli masz [irygator do zębów](#) - ten proszek, to produkt MUST HAVE!

Opakowanie zawiera: 150g proszku + miarka

Instrukcja odkamieniania irygatora dentystycznego za pomocą proszku Redesept:

1. **Przygotowanie roztworu:** Upewnij się, że pojemnik irygatora jest pusty. Napełnij go ciepłą, ale nie gorącą wodą.
2. **Odmierzenie proszku:** Za pomocą dołączonej do opakowania miarki odmierz odpowiednią ilość proszku Redesept.
3. **Wsypanie proszku:** Wsyp odmierzoną porcję proszku do napełnionego wodą pojemnika irygatora.
4. **Mieszanie:** Energicznie mieszaj roztwór do momentu, aż proszek całkowicie się rozpuści. Woda po wsypaniu środka powinna przyjąć jaskrawy, błękitny odcień.
5. **Włączenie irygatora:** Włącz urządzenie na krótką chwilę, aby roztwór przeszedł przez całe wnętrze irygatora, doprowadzając do jego dokładnego wypełnienia.
6. **Czas oczekiwania:** Pozostaw roztwór w irygatorze na co najmniej 30 minut. Dla głębszego oczyszczenia można pozostawić mieszaninę na całą noc.
7. **Spuszczenie roztworu:** Po upływie wyznaczonego czasu, włącz irygator, aby wypompować roztwór odkamieniający.
8. **Przepłukanie:** Po opróżnieniu pojemnika od roztworu, napełnij go czystą wodą i uruchom irygator w celu dokładnego przepłukania urządzenia.
9. **Częstotliwość czyszczenia:** Zalecane jest przeprowadzanie takiego oczyszczenia raz w miesiącu, aby zapewnić

długotrwałą wydajność i higienę urządzenia.

10. Pojemność opakowania: Jedno opakowanie proszku Redesept o wadze 150g pozwala na wykonanie około 20 odkamienianych procedur.

Korzystając z proszku Redesept, nie tylko przedłużysz żywotność swojego irygatora, ale także zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie urządzenia.

Skład:

kwask amino-sulfonowy, polifosforan wapnia, wodorowęglan sodu, nadtlerek siarczku potasu, monohydrat nadboranu sodu, kwas cytrynowy, lurylowy siarczan sodu, dwutlenek krzemu, barwnik niebieski, olejek miętowy BMP.